

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable

Fließfähiges Komposit

MEHR KONTROLLE UND KOMFORT: ECHT SPITZE, DIE SPRITZE!

3M™ Filtek™ Bulk Fill Fließfähiges Komposit ab jetzt im neuen Spritzendesign. Es hilft Ihnen Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden. Und das Schönste ist: Dies alles gelingt jetzt auch mit geringerem Kraftaufwand und beinhaltet eine einzigartige Konsistenz durch Fließfähigkeit in Verbindung mit Standfestigkeit.

Kaum Blasenbildung und Materialverwurf

Bessere Kontrolle bei der Applikation durch nahezu keine Blasen und Nachlaufen der Paste.

Kein Raten mehr

Der grüne Bereich des Kolbens zeigt Ihnen, wie viel Material noch vorhanden ist. Wenn die Spritze leer ist, ist ausschließlich der weiße Bereich des Kolbens sichtbar.

Einfach zu halten und zu applizieren

Die dreieckige Fingerplatte und der Kolben machen es Ihnen einfach, das Material zu applizieren.



Biegsame Kanüle

Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang ohne Abknicken.



Wichtigste Vorteile

- Nahezu keine Blasen, kein Nachlaufen der Paste
- Biegsame Kanüle für verbesserten Zugang
- Ergonomisches Design für eine leichte Handhabung und Applikation
- Schnelle Applikation in einem Schritt bis zu einer Inkrementstärke von 4 mm
- Hervorragende Adaption und geringer Schrumpfstress

Erwärmbar für ein erweitertes Indikationsspektrum, z.B. der Injection Molding-Technik

Kann eine Stunde lang bis zu 25-mal auf 70 °C erwärmt werden.



Anwendungsgebiete

(Inkrement bis zu 4 mm)



Seitenzahnrestauration leicht gemacht



Zahn vorbereiten und ein Adhäsiv, z. B. 3M™ Scotchbond™ Adhäsiv, applizieren.



Bis zu 4 mm 3M™ Filtek™ Bulk Fill Fließfähiges Komposit in die präparierte Kavität einbringen und lichthärten, z. B. mit dem 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Polymerisationsgerät.



Mindestens eine 2 mm dicke Deckschicht eines ästhetischen Komposits, z. B. 3M™ Filtek™ Universal Komposit, auftragen und lichthärten.

Klinische Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Reich, Seefeld, Deutschland

Bestellinformationen



3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Fließfähiges Komposit Refills

Refill Spritzen beinhalten:

2 Spritzen à 2g; 20 Applikationskanülen.

FARBE	ART.-NR.
A1	4862A1
A2	4862A2
A3	4862A3
Universal	4862U

ART.-NR.	PRODUKTINFORMATION
3740T	20 Applikationskanülen



¹ Einschließlich kleiner, nicht okklusionstragender Restaurationen.

² Reparatur provisorischer Materialien auf Kunstharz- und Akrylatbasis.

³ Wenn zumindest die Hälfte der Zahnschicht des Stumpfes vorhanden ist, um die strukturelle Unterstützung der Krone zu gewährleisten.



3M Deutschland GmbH
ESPE Platz · 82229 Seefeld

Freecall: 0800-2753773
Freefax: 0800-3293773
E-Mail: info3mespe@mmm.com
Webseite: 3m.de/dental

3M (Schweiz) GmbH
Eggstr. 91 · CH-8803 Rüschlikon

Fax: (044) 724 94 80
E-Mail: 3mespech@mmm.com
Webseite: 3mschweiz.ch/dental

3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4 · A-1120 Wien

Tel.: (01) 86 686 434
Fax: (01) 86 686 330
E-Mail: dental-at@mmm.com
Webseite: 3maustria.at/dental