



100 % gestrickte
Baumwolle mit hohem
Saugvermögen

Septofil N

Retraktionsfaden
zur Gewebeverdrängung



Septofil N – gestrickter Baumwollfaden zur Retraktion der marginalen Gingiva

Zur temporären Retraktion der Gingiva während der Zahnpräparation, Einprobe von Restaurationen, Abdrucknahme, Adhäsivtechnik und endgültigem Zementieren.

Eigenschaft	Vorteil	Nutzen
100 % Baumwolle	Natürliches Material	Verbesserte Saugfähigkeit für adstringierende Lösungen (z. B. Racestypine Flüssigkeit mit 25 % Aluminiumchlorid)
Gestrickter Faden	Spezielle Gewebestruktur	Verbesserte Gewebeverdrängung im Sulkus
Ohne fluoreszierende Bleichmittel	Natürlich verarbeitete Baumwolle	Geringes Risiko von unerwünschten Nebenwirkungen wie allergische Reaktionen

Anwendungsempfehlung

Größe	Durchmesser	Anwendung von Einfaden- oder Doppelfaden-Technik
0 ⁴	0,5 mm	Schneidezähne
0 ³	0,7 mm	Schneidezähne
0 ²	0,82 mm	Schneidezähne und Eckzähne
0	0,99 mm	Prämolaren
1	1,2 mm	Molaren
2	1,35 mm	Molaren

EasyCut™
Leicht zu trennen, hygienisch

BobbinInside™
Einfach und schnell anwendbar

ClearWindow™
Sichtfenster für Restlänge

SmartRuler™
Lineal für die Längenmessung



Handelsform

6 verschiedene Stärken, jeweils 254 cm



Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland
Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66
E-Mail: info@septodont.de

www.septodont.de

